

Analiz Sertifikası

Ürün İsmi	Hidrojen Peroksit Çözeltisi, %3 h/h
Marka	GBL® Rosa-Chem
Referans Numarası	3061
LOT Numarası	C9273
Sipariş Numarası	453061011000
Üretim Tarihi	13.11.2024
Son Kullanma Tarihi	13.11.2025
Analiz Tarihi	14.11.2024
Depolama Sıcaklığı ve Süresi	2-15 °C (1 yıl kullanım süresi)

Fiziksel Özellikler		
Kalite Kontrol Değerleri	Teorik Sonuç	Sonuç
Hali	Sıvı	Sıvı
Renk	Renksiz	Renksiz
Görünüm	Berrak, temiz	Berrak, temiz
Koku	Kokusuz	Kokusuz

Kimyasal Özellikler		
Kalite Kontrol Değerleri	Teorik Sonuç	Sonuç
Suda çözünürlük (g/l)	Çözünür	Çözünür
Titrasyon faktörü (20 °C)	%3,00±4,00	3,5714