

Analiz Sertifikası

Ürün İsmi	İyot Çözeltisi 0,05 Molar (0,1 Normal)
Marka	GBL [®]
Referans Numarası	3202
LOT Numarası	C9181
Sipariş Numarası	453202061000
Üretim Tarihi	31.10.2024
Son Kullanma Tarihi	31.10.2026
Analiz Tarihi	01.11.2024
Depolama Sıcaklığı ve Süresi	15-25 °C (2 yıl kullanım süresi)

Fiziksel Özellikler		
Kalite Kontrol Değerleri	Teorik Sonuç	Sonuç
Form	Sıvı	Sıvı
Görünüm	Berrak	Berrak
Renk	Kahverengi	Kahverengi

Kimyasal Özellikler		
Kalite Kontrol Değerleri	Teorik Sonuç	Sonuç
Suda Çözünme (g/L)	Çözünür	Çözünür
Titrasyon Faktörü	0,952±0,01	0,960