

Analiz Sertifikası

Ürün İsmi	Sodyum Sitrat Çözeltisi; %3,8 a/h
Marka	GBL®
Referans Numarası	3420
LOT Numarası	C9873
Sipariş Numarası	453420080100
Üretim Tarihi	24.02.2025
Son Kullanma Tarihi	24.02.2027
Analiz Tarihi	04.03.2025
Depolama Sıcaklığı ve Süresi	15-25 °C (2 yıl kullanım süresi)

Fiziksel Özellikler		
Kalite Kontrol Değerleri	Teorik Sonuç	Sonuç
Form	Sıvı	Sıvı
Koku	Kokusuz	Kokusuz
Görünüm	Berrak	Berrak
Renk	Renksiz	Renksiz

Kimyasal Özellikler		
Kalite Kontrol Değerleri	Teorik Sonuç	Sonuç
Suda Çözünme (g/L)	Çözünür	Çözünür

Sterilite Kontrolü				
İnkübasyon			Teorik Sonuç	Sonuç
Ortam	Sıcaklık	Süre		
Aerobik ortam	35 ±2 °C	7 gün	Üreme yok	Üreme yok
Aerobik ortam	25 ±2 °C	7 gün	Üreme yok	Üreme yok