

## Analiz Sertifikası

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Ürün İsmi                    | Toplam Sertlik Test, Titrimetri  |
| Marka                        | GBL® AQUAROSA                    |
| Referans Numarası            | 7012                             |
| LOT Numarası                 | C5985                            |
| Sipariş Numarası             | 457012030050                     |
| Üretim Tarihi                | 13.07.2023                       |
| Son Kullanma Tarihi          | 13.07.2025                       |
| Analiz Tarihi                | 08.08.2023                       |
| Depolama Sıcaklığı ve Süresi | 15-25 °C (2 yıl kullanım süresi) |

| Fiziksel Özellikler      |               |               |
|--------------------------|---------------|---------------|
| Kalite Kontrol Değerleri | Teorik Sonuç  | Sonuç         |
| Hali                     | Sıvı          | Sıvı          |
| Görünüm                  | Berrak        | Berrak        |
| Kıvam                    | Kıvamlı       | Kıvamlı       |
| Renk                     | Mavimsi yeşil | Mavimsi yeşil |

| Kimyasal Özellikler   |              |          |
|-----------------------|--------------|----------|
| Kalite Kontrol İşlemi | Teorik Sonuç | Sonuçlar |
| 10 mg/L CaO - 5 ml    | 5 damla      | 5 damla  |
| Su içinde çözünürlüğü | Çözünür      | Çözünür  |