

KULLANIM KILAVUZU

HİDROJEN PEROKSİT ÇÖZELTİSİ %3

	ÜRÜN ADI	: Hidrojen Peroksit Çözeltisi %3																
	MARKASI	: GBL® Rosa-Vol																
	REF NO	: 3061																
	<table><tr><th>Stok Kodu</th><th>Ambalaj Şekli</th><th>Birim Ambalaj Hacmi</th></tr><tr><td>453061030100</td><td>125 ml, HDPE Yuvarlak Beyaz Şişe</td><td>125 ml</td></tr><tr><td>453061030125</td><td>125 ml, HDPE Yuvarlak Beyaz Şişe</td><td>125 ml</td></tr><tr><td>453061030250</td><td>250 ml, HDPE Yuvarlak Beyaz Şişe</td><td>250 ml</td></tr><tr><td>453061061000</td><td>1000 ml, HDPE Kahverengi Plastik Şişe</td><td>1000 ml</td></tr></table>			Stok Kodu	Ambalaj Şekli	Birim Ambalaj Hacmi	453061030100	125 ml, HDPE Yuvarlak Beyaz Şişe	125 ml	453061030125	125 ml, HDPE Yuvarlak Beyaz Şişe	125 ml	453061030250	250 ml, HDPE Yuvarlak Beyaz Şişe	250 ml	453061061000	1000 ml, HDPE Kahverengi Plastik Şişe	1000 ml
Stok Kodu	Ambalaj Şekli	Birim Ambalaj Hacmi																
453061030100	125 ml, HDPE Yuvarlak Beyaz Şişe	125 ml																
453061030125	125 ml, HDPE Yuvarlak Beyaz Şişe	125 ml																
453061030250	250 ml, HDPE Yuvarlak Beyaz Şişe	250 ml																
453061061000	1000 ml, HDPE Kahverengi Plastik Şişe	1000 ml																

KULLANIM AMACI

Analitik çalışmalarda laboratuvar reaktifi olarak kullanılır.

İÇERİK BİLGİSİ

Hidrojen peroksit, distile su.

UYARILAR, ÖNLEMLER, ALINACAK TEDBİRLER

Tehlike. Ciddi göz hasarına yol açar. Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın. GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin. Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.

DEPOLAMA KOŞULLARI

Saklama Sıcaklığı	Raf Ömrü
2/15 °C	1 yıl

Orijinal ambalajında, doğrudan güneş ışığı almayan, gölge bir ortamda saklayınız. Ağız sıkıca kapalı ve iyi havalandırılmış bir ortamda muhafaza edilmelidir.

SİPARİŞ - PAKET BİLGİSİ

Ürün Adı	REF No	Stok Kodu	Ambalaj Şekli	Birim Ambalaj Hacmi
Hidrojen Peroksit Çözeltisi %3	3061	453061030100	125 ml, HDPE Yuvarlak Beyaz Şişe	125 ml
		453061030125	125 ml, HDPE Yuvarlak Beyaz Şişe	125 ml
		453061030250	250 ml, HDPE Yuvarlak Beyaz Şişe	250 ml
		453061061000	1000 ml, HDPE Kahverengi Plastik Şişe	1000 ml

SEMBOL ANAHTARI

	REF Numarası		Ürün Üretim Tarihi		Ürün Depolama Sıcaklığı		Üretici Bilgisi
	LOT Numarası		Ürün Son Kullanma Tarihi		Ürün Kullanım Kılavuzuna Bakın		Ambalaj Geri Dönüşüm Bilgisi
	In Vitro Diagnostik		GHS05: Aşındırıcı				

**GBL Gül Biyoloji Laboratuvarı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi**

Merkez: Dudullu OSB. Mah. İMES C Blok 305 Sk. No:16 34775 Ümraniye / İstanbul / TÜRKİYE

Şube : Şerifali Mah. Hattat Sk. No:10 34775 Ümraniye / İstanbul / TÜRKİYE

Tel: 0216 364 15 00 • Faks: 0216 314 15 69 • www.gbl.com.tr • info@gbl.com.tr

Ürünle ilgili meydana gelen ciddi olumsuz olayları kalite@gbl.com.tr adresimizden bizlere bildirebilirsiniz.