

KULLANIM KILAVUZU

Sodyum Hidroksit Çözeltisi 0,1 Molar (0,1 Normal)

	ÜRÜN ADI		: Sodyum Hidroksit Çözeltisi 0,1 Molar (0,1 Normal)	
	MARKASI		: GBL® Rosa-Vol	
	REF NO		: 3212	
		Stok Kodu	Ambalaj Şekli	Birim Ambalaj Hacmi
		453117011000	Şişe; HDPE 1 Litre, Kare, Beyaz, 28 MM, GBL Logolu	1000 ml

KULLANIM AMACI

Asit-baz titrasyonlarında kullanılır.

İÇERİK BİLGİSİ

Sodyum hidroksit, distile su.

DEPOLAMA KOŞULLARI

Saklama Sıcaklığı	Raf Ömrü
15/25 °C	2 yıl

Orijinal ambalajında, doğrudan güneş ışığı almayan, gölge bir ortamda saklayınız. Ağız sıkıca kapalı ve iyi havalandırılmış bir ortamda muhafaza edilmelidir.

SİPARİŞ - PAKET BİLGİSİ

Ürün Adı	REF No	Stok Kodu	Ambalaj Şekli	Birim Ambalaj Hacmi
Sodyum Hidroksit Çözeltisi 0,1 Molar (0,1 Normal)	3117	453117011000	Şişe; HDPE 1 Litre, Kare, Beyaz, 28 MM, GBL Logolu	1000 ml

SEMBOL ANAHTARI



REF
Numarası



Ürün Üretim
Tarihi



Ürün
Depolama
Sıcaklığı



Üretici
Bilgisi



LOT
Numarası



Ürün Son
Kullanma
Tarihi



Ürün
Kullanım
Kılavuzuna
Bakın



Ambalaj
Geri
Dönüşüm
Bilgisi



In Vitro
Diagnostik

**GBL Gül Biyoloji Laboratuvarı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi**

Merkez: Dudullu OSB. Mah. İMES C Blok 305 Sk. No:16 34775 Ümraniye / İstanbul / TÜRKİYE

Şube : Şerifali Mah. Hattat Sk. No:10 34775 Ümraniye / İstanbul / TÜRKİYE

Tel: 0216 364 15 00 • Faks: 0216 314 15 69 • www.gbl.com.tr • info@gbl.com.tr

Ürünle ilgili meydana gelen ciddi olumsuz olayları kalite@gbl.com.tr adresimizden bizlere bildirebilirsiniz.

