

KULLANIM KILAVUZU

POTASYUM HİDROKSİT ÇÖZELTİSİ %10

	ÜRÜN ADI		: Potasyum Hidroksit Çözeltisi %10
	MARKASI		: GBL® Rosa-Chem
	REF NO		: 3164
Stok Kodu		Ambalaj Şekli	Birim Ambalaj Hacmi
453164011000		Şişe; HDPE 1 Litre Kare Beyaz 28 mm GBL Logolu	1000 ml

KULLANIM AMACI

Mikolojide keratin eritme amacıyla kullanılır.

İÇERİK BİLGİSİ

Potasyum hidroksit, distile su.

UYARILAR, ÖNLEMLER, ALINACAK TEDBİRLER

Tehlike. Metalleri aşındırabilir. Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar. Sadece orijinal kabında saklayın. Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın. YUTULDUĞUNDA: Ağzınızı çalkalayın. İstifra etmeye ÇALIŞMAYIN. DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın. GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulmaya devam edin.

DEPOLAMA KOŞULLARI

Saklama Sıcaklığı	Raf Ömrü
15/25 °C	2 yıl

Orijinal ambalajında, doğrudan güneş ışığı almayan, gölge bir ortamda saklayınız. Ağzı sıkıca kapalı ve iyi havalandırılmış bir ortamda muhafaza edilmelidir.

SİPARİŞ - PAKET BİLGİSİ

Ürün Adı	REF No	Stok Kodu	Ambalaj Şekli	Birim Ambalaj Hacmi
Potasyum Hidroksit Çözeltisi %10	3164	453164011000	Şişe; HDPE 1 Litre Kare Beyaz 28 mm GBL Logolu	1000 ml

SEMBOL ANAHTARI



REF
Numarası



Ürün Üretim
Tarihi



Ürün
Depolama
Sıcaklığı



Üretici
Bilgisi

LOT
NumarasıÜrün Son
Kullanma
TarihiÜrün
Kullanım
Kılavuzuna
BakınAmbalaj
Geri
Dönüşüm
BilgisiIn Vitro
DiyagnostikGHS05:
Aşındırıcı**GBL Gül Biyoloji Laboratuvarı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi**

Merkez: Dudullu OSB. Mah. İMES C Blok 305 Sk. No:16 34775 Ümraniye / İstanbul / TÜRKİYE

Şube : Şerifali Mah. Hattat Sk. No:10 34775 Ümraniye / İstanbul / TÜRKİYE

Tel: 0216 364 15 00 • Faks: 0216 314 15 69 • www.gbl.com.tr • info@gbl.com.tr

Ürünle ilgili meydana gelen ciddi olumsuz olayları kalite@gbl.com.tr adresimizden bizlere bildirebilirsiniz.