

KULLANIM KILAVUZU

POTASYUM HİDROKSİT ÇÖZELTİSİ %20

	ÜRÜN ADI	: Potasyum Hidroksit Çözeltisi %20								
	MARKASI	: GBL® Rosa-Chem								
	REF NO	: 3166								
	<table><tr><td>Stok Kodu</td><td>Ambalaj Şekli</td><td>Birim Ambalaj Hacmi</td></tr><tr><td>453166011000</td><td>1000 ml, HDPE Kare Beyaz Şişe</td><td>1000 ml</td></tr></table>				Stok Kodu	Ambalaj Şekli	Birim Ambalaj Hacmi	453166011000	1000 ml, HDPE Kare Beyaz Şişe	1000 ml
Stok Kodu	Ambalaj Şekli	Birim Ambalaj Hacmi								
453166011000	1000 ml, HDPE Kare Beyaz Şişe	1000 ml								

İÇERİK BİLGİSİ

Potasyum hidroksit, distile su.

UYARILAR, ÖNLEMLER, ALINACAK TEDBİRLER

Tehlike. Metalleri aşındırabilir. Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar. Sadece orijinal kabında saklayın. Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın. DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın.

DEPOLAMA KOŞULLARI

Saklama Sıcaklığı	Raf Ömrü
15/25 °C	2 yıl

Orijinal ambalajında, doğrudan güneş ışığı almayan, gölge bir ortamda saklayınız. Ağız sıkıca kapalı ve iyi havalandırılmış bir ortamda muhafaza edilmelidir.

SİPARİŞ - PAKET BİLGİSİ

Ürün Adı	REF No	Stok Kodu	Ambalaj Şekli	Birim Ambalaj Hacmi
Potasyum Hidroksit Çözeltisi %20	3166	453166011000	1000 ml, HDPE Kare Beyaz Şişe	1000 ml

SEMBOL ANAHTARI



REF
Numarası



Ürün Üretim
Tarihi



Ürün
Depolama
Sıcaklığı



Üretici
Bilgisi



LOT
Numarası



Ürün Son
Kullanma
Tarihi



Ürün
Kullanım
Kılavuzuna
Bakın



Ambalaj
Geri
Dönüşüm
Bilgisi



In Vitro
Diyagnostik



GHS05:
AŞINDIRICI

**GBL Gül Biyoloji Laboratuvarı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi**

Merkez: Dudullu OSB. Mah. İMES C Blok 305 Sk. No:16 34775 Ümraniye / İstanbul / TÜRKİYE

Şube : Şerifali Mah. Hattat Sk. No:10 34775 Ümraniye / İstanbul / TÜRKİYE

Tel: 0216 364 15 00 • Faks: 0216 314 15 69 • www.gbl.com.tr • info@gbl.com.tr

Ürünle ilgili meydana gelen ciddi olumsuz olayları kalite@gbl.com.tr adresimizden bizlere bildirebilirsiniz.

