

KULLANIM KILAVUZU

İyot Çözeltisi 0,05 Molar (0,1 Normal)

	ÜRÜN ADI		: İyot Çözültisi 0,05 Molar (0,1 Normal)						
	MARKASI		: GBL® Rosa-Vol						
	REF NO		: 3202						
<table><tr><th>Stok Kodu</th><th>Ambalaj Şekli</th><th>Birim Ambalaj Hacmi</th></tr><tr><td>453202061000</td><td>Şişe; HDPE 1 Litre, Kahverengi Yuvarlak GBL Logolu</td><td>1000 ml</td></tr></table>				Stok Kodu	Ambalaj Şekli	Birim Ambalaj Hacmi	453202061000	Şişe; HDPE 1 Litre, Kahverengi Yuvarlak GBL Logolu	1000 ml
Stok Kodu	Ambalaj Şekli	Birim Ambalaj Hacmi							
453202061000	Şişe; HDPE 1 Litre, Kahverengi Yuvarlak GBL Logolu	1000 ml							

KULLANIM AMACI

Volümetrik analizlerde kullanılan titrasyon çözeltisidir.

İÇERİK BİLGİSİ

İyot, distile su.

DEPOLAMA KOŞULLARI

Saklama Sıcaklığı	Raf Ömrü
5/15 °C	2 yıl

Orijinal ambalajında, doğrudan güneş ışığı almayan, gölge bir ortamda saklayınız. Ağzı sıkıca kapalı ve iyi havalandırılmış bir ortamda muhafaza edilmelidir.

SİPARİŞ - PAKET BİLGİSİ

Ürün Adı	REF No	Stok Kodu	Ambalaj Şekli	Birim Ambalaj Hacmi
İyot Çözeltisi 0,05 Molar (0,1 Normal)	3202	453202061000	Şişe; HDPE 1 Litre, Kahverengi Yuvarlak GBL Logolu	1000 ml

SEMBOL ANAHTARI



REF
Numarası



Ürün Üretim
Tarihi



Ürün
Depolama
Sıcaklığı



Üretici
Bilgisi



LOT
Numarası



Ürün Son
Kullanma
Tarihi



Ürün
Kullanım
Kılavuzuna
Bakın



Ambalaj
Geri
Dönüşüm
Bilgisi



In Vitro
Diagnostik

**GBL Gül Biyoloji Laboratuvarı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi**

Merkez: Dudullu OSB. Mah. İMES C Blok 305 Sk. No:16 34775 Ümraniye / İstanbul / TÜRKİYE

Şube : Şerifali Mah. Hattat Sk. No:10 34775 Ümraniye / İstanbul / TÜRKİYE

Tel: 0216 364 15 00 • Faks: 0216 314 15 69 • www.gbl.com.tr • info@gbl.com.tr

Ürünle ilgili meydana gelen ciddi olumsuz olayları kalite@gbl.com.tr adresimizden bizlere bildirebilirsiniz.

