

KULLANIM KILAVUZU

Sodyum Hidroksit Çözeltisi 1 Molar (1 Normal)

	ÜRÜN ADI		: Sodyum Hidroksit Çözeltisi 1 Molar (1 Normal)					
	MARKASI		: GBL® Rosa-Vol					
	REF NO		: 3212					
	<table><tr><th>Stok Kodu</th><th>Ambalaj Şekli</th><th>Birim Ambalaj Hacmi</th></tr><tr><td>453212011000</td><td>Şişe; HDPE 1 Litre, Kare, Beyaz, 28 MM, GBL Logolu</td><td>1000 ml</td></tr></table>			Stok Kodu	Ambalaj Şekli	Birim Ambalaj Hacmi	453212011000	Şişe; HDPE 1 Litre, Kare, Beyaz, 28 MM, GBL Logolu
Stok Kodu	Ambalaj Şekli	Birim Ambalaj Hacmi						
453212011000	Şişe; HDPE 1 Litre, Kare, Beyaz, 28 MM, GBL Logolu	1000 ml						

KULLANIM AMACI

Asit-baz titrasyonlarında kullanılır.

İÇERİK BİLGİSİ

Sodyum hidroksit, distile su.

UYARILAR, ÖNLEMLER, ALINACAK TEDBİRLER

Tehlike. Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar. Tozunu /dumanını/gazını/sisini/buharını/ spreyini solumayın. Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın. YUTULDUĞUNDA: Ağızınızı çalkalayın. İstifra etmeye ÇALIŞMAYIN. DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın. GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

DEPOLAMA KOŞULLARI

Saklama Sıcaklığı	Raf Ömrü
15/25 °C	2 yıl

Orijinal ambalajında, doğrudan güneş ışığı almayan, gölge bir ortamda saklayınız. Ağız sıkıca kapalı ve iyi havalandırılmış bir ortamda muhafaza edilmelidir.

SİPARİŞ - PAKET BİLGİSİ

Ürün Adı	REF No	Stok Kodu	Ambalaj Şekli	Birim Ambalaj Hacmi
Sodyum Hidroksit Çözeltisi 1 Molar (1 Normal)	3212	453212011000	Şişe; HDPE 1 Litre, Kare, Beyaz, 28 MM, GBL Logolu	1000 ml

SEMBOL ANAHTARI

	REF Numarası		Ürün Üretim Tarihi		Ürün Depolama Sıcaklığı		Üretici Bilgisi
	LOT Numarası		Ürün Son Kullanma Tarihi		Ürün Kullanım Kılavuzuna Bakın		Ambalaj Geri Dönüşüm Bilgisi
	In Vitro Diagnostik		GHS07: AŞINDIRICI				

**GBL Gül Biyoloji Laboratuvarı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi**

Merkez: Dudullu OSB. Mah. İMES C Blok 305 Sk. No:16 34775 Ümraniye / İstanbul / TÜRKİYE

Şube : Şerifali Mah. Hattat Sk. No:10 34775 Ümraniye / İstanbul / TÜRKİYE

Tel: 0216 364 15 00 • Faks: 0216 314 15 69 • www.gbl.com.tr • info@gbl.com.tr

Ürünle ilgili meydana gelen ciddi olumsuz olayları kalite@gbl.com.tr adresimizden bizlere bildirebilirsiniz.