

KULLANIM KILAVUZU

Sodyum Sitrat Çözeltisi %3,8 a/h

	ÜRÜN ADI	: Sodyum Sitrat Çözeltilisi %3,8 a/h	
	MARKASI	: GBL® Rosa-Chem	
	REF NO	: 3420	

KULLANIM AMACI

Eritrositlerin sedimantasyonunda antikoagülan olarak kullanılır.

FONKSİYONU

Ürün, tanı veya tanıya yardımcı olma amacıyla manuel kullanım için tasarlanmıştır.

ÖZELLİKLER

Hali: Sıvı
Suda Çözünme: Çözünür.
Görünüm: Berrak, temiz.
Renk: Renksiz.
Koku: Kokusuz.



İÇERİK BİLGİSİ

Tri-Sodyum sitrat dihidrat.

UYARILAR, ÖNLEMLER, ALINACAK TEDBİRLER

Maddelerin veya Karışımların SEA Hakkında Yönetmeliği (RG 11.12.2013 Sayısı: 28848 mükerrer) ve 1272&2008 [CLP/GHS](EC) No'lu direktife göre tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır.

DEPOLAMA KOŞULLARI

Saklama Sıcaklığı	Raf Ömrü
15/25 °C	2 yıl

Orijinal ambalajında, doğrudan güneş ışığı almayan, gölge bir ortamda saklayınız. Ağız sıkıca kapalı ve iyi havalandırılmış bir ortamda muhafaza edilmelidir.

SİPARİŞ - PAKET BİLGİSİ

Ürün Adı	REF No	Stok Kodu	Ambalaj Şekli	Birim Ambalaj Hacmi
Sodyum Sitrat Çözeltisi %3,8 a/h	3420	453420080002	Flakon 8 ml Şeffaf 20 mm ağızlı	2 ml
		453420080012	Flakon 12 ml Şeffaf 20 mm ağızlı	12 ml
		453420080050	Flakon 50 ml Şeffaf 20 mm ağızlı	50 ml
		453420080100	Flakon 100 ml Şeffaf 20 mm ağızlı	100 ml
		453420081000	Flakon 1000 ml Şeffaf 28 mm ağızlı	1000 ml

SEMBOL ANAHTARI

	REF Numarası		Ürün Üretim Tarihi		Ürün Depolama Sıcaklığı		Üretici Bilgisi
	LOT Numarası		Ürün Son Kullanma Tarihi		Ürün Kullanım Kılavuzuna Bakın		Ambalaj Geri Dönüşüm Bilgisi
	In Vitro Diagnostik						



GBL Gül Biyoloji Laboratuvarı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Merkez: Dudullu OSB. Mah. İMES C Blok 305 Sk. No:16 34775 Ümraniye / İstanbul / TÜRKİYE
Şube : Şerifali Mah. Hattat Sk. No:10 34775 Ümraniye / İstanbul / TÜRKİYE
Tel: 0216 364 15 00 • Faks: 0216 314 15 69 • www.gbl.com.tr • info@gbl.com.tr

Ürünle ilgili meydana gelen ciddi olumsuz olayları kalite@gbl.com.tr adresimizden bizlere bildirebilirsiniz.